

# Collagen Beauty Stretch



Powered by  
upmood

## コラーゲンビューティー・ストレッチ



筋肉の緊張を弛緩(緩める)効果を発揮する(動的)ストレッチ・YURAGI)を使いながら、感情や神経を可視化する(Upmood)のウェアブルを装着する事で、競技スポーツや運動の目的に合わせた交(副)感神経神経の活動や大脳辺縁系の覚醒を可視化する事で成果へ導きます。

更にコラーゲンドリンクHADAKOIをストレッチ前に摂取し、ストレッチを実践しながらコラーゲントリートメントランプを照射します。可視光線によって線維芽細胞の活性化を促し、柔軟性の向上と同時にツヤツヤなお肌へ導きます。



### 01 Upmoodを手首につけます

Upmood バンドを左右どちらからの手首に装着します。バンドについてある番号とモニターに表示されている番号を確認して、現在の感情などを確認します。装着から約 2 分程度で分析を開始し、モニターへ感情など表示します。



### 03 コラーゲンランプを浴びます

ピンク色のコラーゲントリートメントランプ(可視光線 633nm)による照射が、肌の真皮層に届き、内部からお肌を活性化させ、コラーゲンの生成を促し、コラーゲントリートメントオイルのコラーゲン・ビタミン C サプリメントの摂取による美肌効果が期待できます。皮膚の真皮コラーゲンが赤色光を吸収される事で、血液循環が改善し、効率的に肌に栄養素を送り届け老廃物を流していくデトックス効果が発揮されます。




### 02 HADAKOIを飲みます

HADAKOI は Beauty&Diet をサポートするサプリメントです。ストレッチの前に 30 包入りを 500ml のお水に入れ良く振ってお召し上がりください

- ①新鮮で潤いの高い「一番搾りコラーゲン」
- ②吸収性の高い「ペプチドコラーゲン」
- ③脂肪燃焼を促す「L-カルニチン」
- ④ヒアルロン酸の 1.3 倍の保湿力をもつ「プロテオグリカン」を配合

### 04 ストレッチ(YURAGI)を順番に実施します




体温を温めながら可動域を広げる事以外に、交感神経が優位に働く事により更にパフォーマンスを高める事ができます。これまでストレッチ中に交感(副)神経神経の優位差を把握する事が難しかったのですが、Upmood を使用する事で誰もが簡単に神経の状態や大脳辺縁系の働きを確認する事が可能となりました。



**BAND**



**WATCH**




**Light Speaker+**




**MASS STATION**

## upmod の仕組み

ウェアラブルデバイス（気持ちスキャナー）とアプリのセット。気持ちスキャナーによって計測されたバイオデータを元に分析を行い、11の感情を割り出します。感情は直感的に分かるよう、右のような絵文字でスマホの画面に表示されます。



心拍数、ストレスレベルも測定



## 付加価値の向上

### 活用事例

#### サービスを提供

目的に応じた商品がお客様の手に届いているのかを可視化する事ができ、顧客満足度の向上や商品価値の向上に繋げる事が可能です。

- ストレッチ(YURAGI)メソッド
- ランニング・ヨガ・瞑想
- オンラインレッスンメソッド
- 塾や学校などの教育機関

#### 企業

企業で働く従業員のストレスを把握する事で、業務改善を行う事ができます。

- 業務改善
- 離職率低下
- 生産性向上

#### マーケティング

PPI (Pulse-to-Pulse) のデータ又は心拍変動を利用して新商品開発やアスリートの競技力向上へ繋がります。

- 新商品開発のデータ活用
- アスリートのサポート・研究
- CM制作やマーケティングデータ活用

#### APIの連携

各メーカーが手持ちの既存プロダクトとAPIの連携をして新商品を構築します。

- 時計メーカー
- 人事管理システム
- 企業・団体が持ち合わせるアプリケーションetc

